



MACTEEP
PROFESSIONNEL

Pastilles lave vaisselle oxygénées

LAVAGE DE LA VAISSELLE

Caractéristiques

Aspect : pastille
Couleur : blanche
Odeur : citron

Utilisation

Nettoie et dégraisse toute la vaisselle. Formule à l'oxygène actif. Elimine facilement les taches de thé, café, vin, tanin, amidon..
S'adapte à tous les types de machine à laver et lave-verres. Convient en eau dure ou douce.

Mode d'emploi - dosage

Pastilles à doser en fonction de la dureté de l'eau et du degré de souillure de la vaisselle.

Vaisselle peu sale – eau douce : 1 pastille

Vaisselle sale – eau douce : 1 à 1.5 pastilles

Vaisselle sale – eau dure : 1 à 2 pastilles

Pour lave-vaisselle type mono-zone professionnelle : mettre 2 pastilles minimum.

Rajouter une pastille tous les 3 paniers.

Réglementation – précautions d'emploi

Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des appareils et récipients destinés à être en contact avec les denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999). Produit conforme à la législation relative à la biodégradabilité des détergents.

Risque de lésions oculaires graves. Conserver hors de portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et consulter un spécialiste. Porter des gants appropriés et un appareil de protection des yeux/ du visage approprié. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conserver dans un endroit frais.

Réf. 1198 – UV : seau de 278 pastilles

Distribué par
les Entreprises du réseau

HYG'UP

A LA POINTE DE L'HYGIENE

www.hyg-up.com